

リコンビナントタンパク質 受託作製サービス



完全成功報酬型



様々な発現系・精製タグを選択可能



低価格



様々な条件自由に調整可能

様々な宿主細胞発現プラットフォーム

発現系	E.coli HEK293	InsectCells CHO
精製タグ	Native His Fc Fc-His Mouse IgG2a Fc GST	Strep Twin-Strep TrxA MBP Llama Fc

※膜タンパク質の場合はVLP(Virus-Like Particle), 界面活性剤(DDM/CHS), Nanodiscの3種からプラットフォームを選択いただけます。

タンパク質純度・エンドキシン濃度を規格として設定可能

タンパク質純度	>85% by SEC >90% by SEC >95% by SEC	>90% by SDS-PAGE >95% by SDS-PAGE
エンドキシン濃度	≤1.0 EU/μg by LAL method ≤0.01 EU/μg by LAL method	

※ELISAにてBioactivityの確認を行うことも可能です。

ワークフロー

①お問い合わせ



②お見積り・ご提案



③ご注文・製造開始



④納品

Can't find the **RIGHT**
BME for your research?
Put ours to the test.

Request your free sample